

SHENPIX

Electric Field Medical Equipment
for Office and Home Use

FA9001

シェンペクス 電界医療機器



あなたの、クオリティ・オブ・ライフに

ビジネスをアグレッシブに。週末をアクティブに。そんなクオリティ・オブ・ライフは健康である限り、いつまでも続いていきます。今日も明日も、健康に自信がもてる。でも、そのためには、少し自己管理も必要です。身体自体がもつ、健康を保とうとする能力。つまり、生体恒常性の維持に電界療法が働きかけます。健康への能力も、最大限に発揮する。ビジネスのために、そして家族のために、エグゼクティブにこそ求められる、責任です。

【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215



Electric Field Medical Equipment
for Office and Home Use

シェンペクス電界医療機器 医療用具承認番号 21300BZZ00539000

FA9001



電界医療機器は、身体を電界で包み、その電気——生体作用により、自然で無理のない健康づくりをサポートします。すでに医療機関でも、リハビリテーションや健康増進を目的に普及してきました。FA9001は電界医療機器のリーディングカンパニー、シェンペクスが独自に開発したビジネスエリートのための専用モデル。コンパクトなボディに、最大9000ボルトという、医療機関向けの理学診療モデルと同等の性能を搭載しています。仕事をしながら、ご家庭でくつろぎながら、あるいは就寝前のひとときに1日15分の通電で、人間の身体が本来もっている自然治癒力をサポートします。アグレッシブなビジネスを、アクティブな週末をいつまでも。シェンペクスの願いは、皆さまが90歳まで動ける、働く健康づくりの応援。厚生労働省にも承認された頭痛、肩こり、慢性便秘、不眠症への効能効果は、女性スタッフや奥様の健康管理にも効果を發揮します。


「90歳まで生涯現役」を目指して——。
オフィスで家庭で1日15分の電界療法。

人間本来の自然治癒力を大切に。

健康を損なってから治療する、薬品や手術などの西洋医学に対し、電界療法は、健康に異常をきたす前に、身体全体の機能を整える生体恒常性の維持に働きかける、いわば自然療法です。FA9001は、厚生労働省から効能効果の承認を受けた電界医療機器。性能、品質、安全性のすべての面で、リーディングカンパニー、シェンペクスのクオリティが、そのコンパクトなボディのなかに反映されています。

体表面電界強度分布

体表面における電界強度の分布をコンピュータ・シミュレーションした結果、身体各部で電界強度が異なっています。
(研究協力: 北海道大学大学院工学研究科)



100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E(kV/m)

安全な高圧交流電位が創りだす電界空間が全身を包み込んで、身体の内側から健康的な維持へと働きかけます。ほとんど電流は流れませんので、ビリビリするような刺激もありません。

身体にやさしい電界療法

Electric Field Therapy

電界による刺激は皮膚の感覺受容器から自律神経とホルモンの調整中枢である視床下部へ。全身の健康バランスを整える生体恒常性の維持をサポートすると考えられます。

健康維持への仮説 生体恒常性

Homeostasis

承認効能効果 Effects

頭 痛

痛みの引き金として、血管の収縮と拡張、筋肉のこりなど。

不眠症

寝つきが悪い、眠りが浅い、夜中に目が覚めるなどの症状。

肩こり

筋肉疲労による血行不良や筋肉ストレスなどが原因。

慢性便秘

血液循環と内臓機能を低下させる肥満も、便秘の一因。

シェンペクスは学術・研究・医療機関と協同して、新たな電界医療機器の開発や臨床試験などを行い、理論と実践を相互フィードバックするアカデミック・マーケティングを展開。
**産学協同の実践
アカデミック・マーケティング
Academic Marketing**

オフィス・家庭用 電界医療機器 FA9001

Electric Field Medical Equipment



office use

さあ、あなたの
健康パワーに、
オフィスでご家庭で
スイッチ・オン。

On &
off

office

home

home use



いつまでも、あなたのクオリティ・オブ・
ライフをエンジョイしていただくため
の多機能電界医療機器 FA9001。
全身通電・集中通電・ローラー通電
の3つの通電方法で、疲れをスッキリ、
気分をリフレッシュ。オフィスでもご
家庭でもフル活用できます。

At Any Time

ウイークデイを
いつそう
パワフルに。

On &
Off

Leisure
週末のための
コンディション
づくりも。

office use
home use



デスクで仕事しながら
気軽に実践できる電界療法。

迅速かつ的確な意思決定が求められるビ
ジネスの世界。気力、体力とも充実した冴え
た頭で判断は下したいものです。FA9001
なら、書類のチェックや部下への指示など、
日常の業務を遂行しながら同時に電界療法。
15分でも充分効果を発揮する設計です。

◎椅子などに座って全身通電を行
うには「通電シート」が最適です。
腰掛け部分に通電シートを
広げてご使用ください。



スポーツやレジャーを
100%楽しむために。

たとえば、ゴルフのスコアを左右する体調。
前日には電界療法でベスト・コンディション
づくりを。通電シートによる全身通電のあと、
集中通電シートで肩や腕、足などの部分通
電を行うとより効果的。週末のアクティビテ
ィがいっそう楽しくなります。



◎肩や肘、膝など、任意の部分に「集中通電
シート」を装着します。マジックテープ・タイプ
の装着ベルトでフィット感も抜群です。

【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク




フリーダイヤル

0120-43-5215



Business Trips

hardtなときも
スマートに
賢く自己管理。



Resorts

羽を伸ばした
あとには、
家族みんなで。



出張やハードワークのあとに
2極の同時通電で集中療法。

出張が続いたり、ハードワークのあとは、本人が思っている以上に身体にも疲れが蓄積されているもの。肩や肘、膝など、疲れが集中している部分には、2つの電極によるパワフルな同時通電が効果的。業界初の集中通電シートが集中的に治療します。



◎集中通電を行いたい部分に「集中通電シート」を装着して使用します。治療部位にダイレクトに通電することで通電効率を高めます。



頭痛・肩こりに悩む
奥様にも電界療法は効果的。

家族みんなで海や山、行楽地へ。楽しい休日を満喫したあとは身体に休息をあたえてあげることも大切です。女性に多い頭痛、肩こり、慢性便秘、不眠症に効能効果のある電界療法なら、奥様のヘルス・マネジメントにも大きな力を発揮します。



◎肩を集中的に通電する場合は、「集中通電シート」をたすき掛けに装着すると、フィット感と安定感が高まります。

【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル
0120-43-5215

Coffee Breaks

忙しいなかにも
心地よい
メリハリを。

On &
Off

Everyday Life

自然に身につく
毎日の
健康習慣。



ローラー通電で
スピーディにリフレッシュ。

ランチタイムや仕事の合間を利用しながら、手軽にリフレッシュするなら、電子ローラーが最適です。突起状の先端部ではローラー通電、側面のローラー部ではマッサージ。2通りの使い方で肩や腰、膝など、気になる部分に効率よく通電が行えます。

◎「電子ローラー」でローラー通電する場合は、先端部を治療部位に押し当てる。周辺部のマッサージには、側面のローラーを転がしてご使用ください。



機械は苦手という
お年寄りにも操作が簡単。

無理をすると疲れがたまりやすい高齢の方にもFA9001は最適です。シンプルな操作パネルとリモコン操作で使い方も簡単、らくらく。電子ローラーによるローラー通電やマッサージはリフレッシュ感も抜群。その日の疲れをその日のうちに癒します。

◎ローラー通電には、「電子ローラー」の先端部を使用します。周辺部のマッサージは、側面のローラーを転がして行ってください。



【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル
0120-43-5215

Business Negotiations

重要な場面こそ
大胆かつ
アグレッシブに。

home use office use

Relaxation

くつろぎの
時間を
グレードアップ。



ツボが集中する足元から
効率よく全身通電。

大きな取引を成功へと導く大切な商談。ここ一番という場面で知力、体力ともすべてを出しきるためにには、常日頃から心身が健康であることが不可欠です。通電プレートを使えば、さまざまなツボが集中する足元から効率よく全身通電が行えます。

◎オプション(別売)の「通電プレート」は、椅子などに腰掛けて通電を行うときに使いやすいよう開発されたものです。



就寝前のひととき、
不眠にも効果的な電界療法。

身体中の自律神経系やホルモン系が眠りへの準備を始める、この時間は1日でもっともリラックスできるとき。ソファやベッドに横たわりながら全身通電を行うことで、さらに上質なくつろぎが得られます。電界療法には、不眠症への効能効果もあります。

◎横になった姿勢で全身通電を行なう場合には、ソファやベッドなどに「通電シート」を広げてご使用ください。



【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215

パワフル出力を コンパクト設計で!



波形の違う3種類の出力波と3種類の実効出力(3500V・7000V・9000V)で9種類の出力パターンを実現。しかも、独自のパワフル出力機構による瞬間的な高出力で、最大限の治療効果を発揮します。電流はほとんど流れませんので、ビリッとするような刺激もありません。省スペース設計で置く場所を選ばず、15分の使用でも充分効果が得られます。

《本体》

- **開始/停止表示**
通電中にはランプが点灯。中断すると点滅します。
- **経過時間表示**
15分・30分・60分の時間設定が可能です。
- **出力波表示**
3種類の出力波で治療効果を高めます。
- **全身/集中出力電圧表示**
3500V・7000V・9000Vから選んで全身治療。
- **ローラー出力電圧表示**
800V・1200V・1500Vから選んでローラー治療。
- **主電源スイッチ**
押すとランプが点灯。再び押すと消灯します。
- **表示画面明るさスイッチ**
表示画面の明るさは強・弱の2段階。
- **全身/集中・ローラー切換スイッチ**
ワンタッチでラクラク切換。
- **全身/集中高圧出力口**
高圧コードを接続します。
- **ローラー高圧出力口**
電子ローラーのコードを接続します。

シェンペクスの品質と安全に対する姿勢です。

厚生労働省の認可製品であるFA9001は、グローバル・スタンダードに基づく品質システムのもと、国や業界団体発行の信頼性ある認証を取得しています。

品質認証の国際規格
ISO9001
電界医療機器および高圧トランスの
設計・開発・製造などについて、
「ISO9001」の認証を取得しています。
登録番号: JQA-QM4074 登録年月日: 1999年12月7日

(財)電気安全環境研究所
JET認証マーク
JETによる製品試験および製造工
場検査、定期工場検査に合格して
います。

経済産業省
PSEマーク
経済産業省の「電気用品安全法」
で規定された技術基準に適合。
製品の安全性が認められています。

(社)日本ホームヘルス機器工業会
HAPIマーク
業界団体が定めた業界基準に合格。
生産物賠償責任保険(PL保険)が
付保されています。

【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク

フリーダイヤル
0120-43-5215



《リモコン》



ワンタッチ操作で快適通電。

操作パネルは、シンプル・レイアウトの親切設計を重視しています。全身／集中・ローラーの通電切換もワンタッチ選択。出力波や出力電圧など、ボタンを選んで押すだけの簡単操作です。もちろん、便利なタイマー機能も装備しました。お好みの姿勢でくつろぎながらワイヤレスリモコンで、各種操作のセッティングが行えます。

安全のために必ずお守りください。

次のような医用電子機器をお使いになる方は、使用しないでください。

- ①ベースメカ等の体内埋込型医用電子機器
 - ②人工心肺等の生命維持用医用電子機器
 - ③心電計等の装着型の医用電子機器
- ※医用電子機器の故障や、身体に重大な被害を招くおそれがあります。



危険

- 次の方は、必ず医師とご相談のうえ、ご使用ください。
- ①急性疾患の方 ②悪性腫瘍のある方 ③感染症疾患の方
 - ④妊娠中の方 ⑤心臓に障害のある方 ⑥熱の高い方
 - ⑦医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じている方
- ※ご使用上の相談は「お客様相談室」にお申し付けください。

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
出力電圧	3500V・7000V・9000V
ローラー出力電圧	800V・1200V・1500V
消費電力	13W
外形寸法	幅130×奥行297×高さ406 (mm)
総重量	8.3kg

本体・付属品一式

希望小売価格 425,000円(税別)

保証期間

本体1年/付属品1年

保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認のうえ、大切に保管してください。

*本製品の仕様・デザインは改良により、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。※分割払いもご利用できます。※商品写真は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

付属品

リモコン FA9001(単4電池2個)
使用範囲は本体より直線で5メートル以内です。



電界式検電器(単4電池2個)
絶縁・通電・電界強度の確認に使用します。



通電シートB
全身通電をする場合に使用します。



通電シートカバーS
通電シートを保護します。



電子ローラーF
首筋・肩・腰など、ピンポイント通電に使用します。



絶縁シートF
通電中に人体から高電圧が漏れないよう絶縁します。



電源コード
本体装置と家庭用コンセントを接続します。



高圧コードF
通電シートと本体を接続します。



コードリフターF(6個)

通電中の振動音を防ぐために
高圧コードを床から浮かせます。

集中通電シート

(FAE-21)
2つの電極による同時通電で集中治療が行えます。



集中通電シートカバーS

(SHE-22S)
集中通電シートを保護します。



業界初

別売品

通電プレートFセット

椅子等に腰掛け足元から通電いた
だけます。通電プレートFと絶縁パット(4
個)のセットです。



希望小売価格 28,000円(税別)

通電反応について

電界医療機器を初めてお使いになる方、あるいは長期使用しないで、再び使いはじめの方には、体質や体調または食事の内容などにより、日使用を中断してからご使用ください。それで頭痛・だるさ・かゆみ等の症状が現れる場合も症状が治らないときには、弊社「お客様相談室」にご連絡いただきか、医師にご相談ください。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

ご注文・お問い合わせは

販売： 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215

【土日祝も営業】

ショールーム： 東京店・千葉店・名古屋店・大阪店

製造元 社団法人日本ホームヘルス機器工業会 正会員

株式会社 シエンペクス

本社・商品開発センター：〒379-2146 群馬県前橋市公田町590番地
経営戦略本部：〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 新日鉄ビル東棟16F

<http://www.shenpix.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談はお気軽におどうぞ

シェンペクスお客様相談室

受付時間：月曜～金曜 9:30～17:30(祝日を除く)

0120-19-7777

このカタログの内容は2003年5月現在のものです。 03.05.3000H